

Milchüberwachung mit Bacsomatic

Schnelle Bestimmung von Gesamtkeimzahl (GKZ) und Zellzahl (ZZ)



Die **Qualität Ihrer Milch** steht in Ihrem Betrieb an oberster Stelle. Um Sie dabei noch schneller und flexibler zu unterstützen, erweitern wir unser Laborangebot.

Ab sofort bieten wir Ihnen die vollautomatische und präzise Untersuchung Ihrer Milchproben mit unserem neuen Analysegerät **Bacsomatic von FOSS**.

Damit bestimmen wir die Gesamtkeimzahl und die Zellzahl Ihrer Milchproben präzise, vollautomatisch und am gleichen Tag - ganz ohne Voranmeldung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Keine Voranmeldung nötig:** Bringen oder senden Sie Ihre Proben **ohne Voranmeldung**.
- **Ergebnis am gleichen Tag:** Analysenergebnisse noch am selben Tag bei Anlieferung vor 15:00 Uhr.
- **Maximale Flexibilität:** Geeignet für rohe **Kuhmilch, Büffelmilch, Ziegenmilch** und **Schafmilch**.

Wichtige Hinweise zur Probenabgabe

- **Mindestmenge:** Mindestens **40 ml Milch** pro Probe.
- **Für Gesamtkeimzahl:** Verwenden Sie zwingend ein **steriles Probengefäss ohne Konservierungstablette**.
- **Für Zellzahl:** Das Gefäss muss **nicht zwingend steril** sein.
- **Persönliche Abgabe:** Während der regulären Laboröffnungszeiten.
- **24-Stunden-Kühlschrank:** Gekühlte Abgabe ausserhalb der Öffnungszeiten möglich - **Türcode erforderlich**.
- **Postversand:** Gut **gekühlter Expressversand** empfohlen, damit die Probe frisch ankommt.

Tarife und Konditionen

Zellzahl-Bestimmung: CHF 14.- pro Probe exkl. MwSt.	Gesamtkeimzahl-Bestimmung: CHF 20.- pro Probe exkl. MwSt.
Auswertung: Ergebnisse am gleichen Tag bei Anlieferung vor 15:00 Uhr.	Probenannahme: Spontan, ohne Voranmeldung

Nutzen Sie diesen Service für Ihre tägliche Qualitätssicherung, bei unklaren Tankproben oder zur schnellen Einzeltierkontrolle. Mehr Sicherheit für Ihren Betrieb - genau dann, wenn Sie sie brauchen.

Haben Sie Fragen zum Ablauf oder benötigen Sie Probenmaterial? Unser Laborteam ist gerne für Sie da.

Freundliche Grüsse

LaBeCo GmbH

T: 041 925 79 80 / E-Mail: admin@labeco.ch / www.labeco.ch

Anleitung zur korrekten Probenfassung

Für fehlerfreie Analyseergebnisse (besonders bei der Gesamtkeimzahl) gehen Sie bei der Probenfassung bitte wie folgt vor:

1. **Vorbereitung:** Waschen und desinfizieren Sie Ihre Hände gründlich vor der Probenahme.
2. **Milch durchmischen:** Rühren Sie die Milch im Tank oder Eimer vorab gut durch.
3. **Spülen:** Falls Sie ein Schöpfwerkzeug verwenden, spülen Sie dieses zuerst dreimal mit der zu untersuchenden Milch vor.
4. **Befüllen:** Füllen Sie mindestens **40 ml Milch** in das passende Probengefäss ab.
5. **Gefäss-Wahl beachten:**
 - **Für Gesamtkeimzahl:** Zwingend ein **steriles** Gefäss **ohne** Konservierungstablette verwenden.
 - **Für Zellzahl:** Gefäss muss das Probengefäss **nicht zwingend steril** sein.
6. **Beschriften & Kühlen:** Verschiessen Sie das Gefäss sofort luftdicht. Beschriften Sie es eindeutig (Datum, Betrieb, Kuh- oder Tank-Nr.) und kühlen Sie die Probe umgehend auf **2 bis 5 °C** herunter.
7. **Eingangsrapport:** Füllen Sie den Eingangsrapport aus und legen diesen der Probe bei.